


## ***Deslizadores para andador***

### **Instrucciones:**

1. Ponga el andador boca abajo de manera que los manillares toquen el suelo.
2. Quite las conteras o los deslizadores de las dos patas posteriores del andador.
3. Asegúrese de que el sistema Sur-Lock™ de cada deslizador está aflojado, e inserte cada brazo de deslizador en la pata del andador correspondiente. El frente del deslizador curva hacia arriba y debe ser alineado hacia el frente del andador. Los agujeros de ajuste de las patas posteriores del andador pueden ser utilizados como guía de alineación. Asegúrese de que cada brazo del deslizador esté insertado totalmente en la pata del andador.
4. Apriete el sistema Sur-Lock™ girando su botón a la derecha para asegurar cada deslizador en su lugar.
5. Vuelva a colocar el andador en su posición vertical y asegúrese de que esté nivelado.

NOTA: Para un funcionamiento óptimo y mayor estabilidad, compruebe periódicamente la tensión de los deslizadores del andador y ajústela si fuera necesario. Salvo indicación de lo contrario por profesional de la salud, estos deslizadores deben instalarse solamente en las patas posteriores.



# **hugo**®

*Anywhere you want to go!  
Partout où vous désirez aller!  
¡Dondequiera que usted desee ir!*



***Walker Glides  
Patins pour  
marchette  
Deslizadores  
para andador***

Questions? Comments?  
Questions? Commentaires?  
Dirija sus preguntas o comentarios a  
**[www.hugoanywhere.ca](http://www.hugoanywhere.ca)**  
**1-800-363-2381**


Model / Modèle / Modelo: 781-010  
REV 1 1208

## Walker Glides

### Instructions:

1. Turn the walker upside down, so that the handles touch the ground.
2. Remove the tips or skis from the two rear legs of the walker.
3. Ensure that the Sur-Lock™ system of each glide is loosened, and insert each glide shaft in the corresponding walker leg. The front of the glide curves upwards and should be aligned toward the front of the walker. On the walker's rear legs, the adjustment holes can be used as an alignment guide. Ensure that each glide shaft is completely inserted into the walker leg.
4. Tighten the Sur-Lock™ system by turning its dial clockwise to secure each glide into place.
5. Place the walker back in its upright position and ensure that the walker is level.

NOTE: For optimal performance and stability, periodically check the walker glides for tightness and adjust as needed. Unless otherwise specified by your health professional, these glides should be installed on the rear legs only.



## Patins pour marchette

### Instructions :

1. Retourner la marchette de façon à ce que les poignées d'appui soient au sol.
2. Retirer les embouts (ou les skis) des pattes arrière de la marchette.
3. Après avoir vérifié que le système Sur-Lock<sup>MC</sup> est déverrouillé, insérer la tige de chaque patin dans la patte correspondante. Les patins sont recourbés à l'avant ; aligner cette courbe avec l'avant de la marchette. Sur les pattes arrière de la marchette, les trous d'ajustement peuvent servir de guide à cet effet. La tige du patin doit être complètement insérée dans la tubulure de la patte.
4. Tourner le bouton du système Sur-Lock<sup>MC</sup> des patins dans le sens horaire afin de les verrouiller en place.
5. Remettre la marchette dans sa position de marche et vérifier qu'elle est bien de niveau.

NOTE : Pour une meilleure performance et plus de stabilité, vérifier de temps à autre que les patins sont solidement fixés et ajuster la tension au besoin. À moins d'avis contraire d'un professionnel de la santé, ces patins doivent être installés sur les pattes arrière seulement.

