

Five Years Limited warranty • Garantie limitée de 5 ans

EN

This Profilio™ product is guaranteed to be free from defects in materials and workmanship for five years. This warranty does not extend to non-durable components which are subject to normal wear and replacement. Any alterations, abuse, misuse, or accidental damage voids this warranty. Rental of this product voids warranty. For replacement or repair under warranty, please call:

CANADA & INTL: 1-866-518-6099 (Monday to Friday, 8 am to 5 pm EST)

USA: 1-866-820-2086 (Monday to Friday, 8 am to 5 pm EST)

For more information on this, or any other Profilio™ product, visit: www.amgmedical.com

FR

Ce produit Profilio™ est garanti cinq ans contre toute défectuosité de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux composantes non durables, qui sont sujettes à l'usure normale et au remplacement. Toute modification, usage abusif ou impropre, ainsi que les dommages accidentels annulent cette garantie. La location de ce produit annule la garantie. Pour remplacement ou réparation en vertu de cette garantie, communiquez avec nous au :

CANADA ET INTL : 1-866-518-6099 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE)

ÉTATS-UNIS : 1-866-820-2086 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE)

Pour en savoir plus sur ce produit, ou sur tout autre produit Profilio™, visitez : www.amgmedical.com




profilio™/MC
BE SAFE • EN TOUTE SÉCURITÉ

KNURLED CHROME GRAB BAR


User's Manual

BARRE D'APPUI STRIÉE CHROMÉE

Manuel d'instructions



1 Check all parts • Vérifier toutes les pièces



CAUTION • ATTENTION

EN

The wood screws provided are designed to be attached to the wooden wall studs only. If you are unable to locate a wall stud, or if any of the screws miss the studs the wood screws must not be used.

FR

Les vis à bois fournies avec cette barre d'appui ne doivent être utilisées que sur des montants en bois. S'il vous est impossible de localiser un montant ou si une vis ne s'y enfonce pas adéquatement, nous vous déconseillons l'usage de cette vis à bois.

2 Preparation • Préparation

EN


- Position the grab bar where you would like it to be, on the wall.
- Find the wall studs and align the grab bar according to these. Then use a marker to indicate where the holes for the screws should be. Using an appropriate drill bit for the wall material, drill a hole that will enable you to reach the stud with the mounting hardware. Do not drill through the wooden wall stud.

Note: an appropriate drill bit (ceramic, stone, etc.) will ensure that minimal damage will occur, to the wall.


FR

- Positionnez la barre d'appui à l'endroit désiré sur le mur.
- Déterminez la position des montants dans le mur et alignez la barre d'appui avec ceux-ci. À l'aide d'un marqueur, indiquez ensuite sur le mur l'endroit où les vis doivent être insérées. Percez le mur et les montants à l'aide d'une perceuse dotée d'une mèche appropriée au matériau recouvrant le mur. Ne percez pas à travers les montants.

Note: l'utilisation d'une mèche appropriée (céramique, pierre, etc.) minimisera les dommages causés au mur.



3 Setup • Assemblage



CAUTION • ATTENTION

EN

For proper installation, the grab bar should always be aligned with the mounting brackets positioned over wall studs. **The screws must go through the wall board or tile and into the wall studs for solid support.** Standard wall stud spacing is usually 16 or 24 inches between stud centers.

FR

Pour assurer une pose adéquate, aligner la barre d'appui et ses supports de montage avec les montants situés dans le mur. **On obtiendra un support solide en vissant à travers le mur et les tuiles, jusque dans les montants.** Les montants sont normalement placés tous les 16 ou 24 pouces, calculé à partir du centre de chaque montant.

SAFETY TIPS • CONSEILS DE SÉCURITÉ

EN

For added safety when using grab bars the following steps are recommended.

1. Always be sure grab bars are correctly and securely installed. Never use grab bars if any looseness in the attachments is noticed.
2. Securely grip grab bars before beginning any bath or toilet activity. Use caution on wet tub or floor surfaces.

FR

Pour plus de sécurité, les précautions suivantes sont recommandées.

1. Toujours vérifier que les barres d'appui sont fixées solidement. Ne pas utiliser si les pièces fixées sont desserrées.
2. Empoigner solidement la barre d'appui avant d'utiliser la toilette ou la baignoire. Toujours être prudent lorsque la baignoire ou le plancher sont mouillés.

MAINTENANCE • ENTRETIEN

EN

Check grab bars regularly to be sure the attachments are secure. Tighten loose screws making sure they are still solidly secured in the wall stud. To clean grab bars, wipe with a soft cloth using mild soap and water.

FR

Vérifier régulièrement que les pièces fixées sont solides. Visser à nouveau solidement toute vis desserrée et vérifier qu'elles sont encore bien vissées dans le montant. Nettoyer les barres d'appui à l'aide d'un linge doux avec de l'eau et du savon.