


700-942

Déambulateur léger Airgo® Adventure™ 8, titane

Avec technologie à hauteur double (2 déambulateurs en 1)



700-942
Déambulateur léger Airgo® Adventure™ 8, titane
Avec technologie à hauteur double (2 déambulateurs en 1)

Item #	AMG Article #	Description de l'article	Qté Par Unité	Vendu par	Unité de mesure
1.	B01-204	Ensemble de dossier (tige de couleur noire, 19 mm de diamètre, mousse, revêtement en nylon, 2 boutons-poussoirs et 2 ressorts)	1	1	chaque
2.	B01-811	2 boutons-poussoirs et 2 ressorts	1	1	jeu
3.	B01-270	Siège, noir avec matériel (2 pattes de fixation, 2 vis M 5 x 15 et 4 rondelles)	1	1	chaque
4.	B01-816	Matériel pour le siège (2 pattes de fixation 4 vis M 5 x 15 mm et 8 rondelles)	1	1	jeu
5.	B01-822	Matériel pour le mécanisme de pliage (4 vis, 4 rondelles en acier et 4 rondelles blanches).	1	1	jeu
6.	A01-241	Agrafe en E, noire, pour tubes de 1 po (2,54 cm) (4 par jeu)	1	1	jeu
7.	A01-511TI	Tube d'extension de 3 po (7,6 cm), canneberge (4 par jeu)	1	1	jeu
8.	B01-125	Ensemble de fourche avant (fourche, boîtier en aluminium, 2 rondelles d'espacement, couvercle en plastique, 2 roulements à bille, fourche en plastique, boulon M 12, et vis de fixation).	2	1	chaque
9.	A01-301	Roulement à bille 6001	4	1	chaque
10.	B01-146	Roue avant de 8 po x 1,4 po (pneu PU, roue à 3 rayons, bague et 2 roulements à bille)	2	1	chaque
11.	A01-302	Roulement à bille 608	8	1	chaque
12.	B01-832	Matériel pour roue avant de 8 po. (boulon M 8 x 78,5 mm, 2 rondelles et écrou)	2	1	jeu
13.	B01-028L	Tige de guidon Airgo avec ensemble de poignée de freinage, gauche (tige de guidon, poignée de freins et boîtier et matériel, poignée Airgo gauche de couleur titane et cheville de terminaison)	1	1	chaque
	B01-028R	Tige de guidon Airgo avec ensemble de poignée de freinage, droite (tige de guidon, poignée de freins et boîtier et matériel, poignée Airgo droite de couleur titane et cheville de terminaison)	1	1	chaque
14.	B01-401GY	Poignée Airgo Grip grise, gauche et droite	1	1	paire
15.	B01-851	Matériel de poignée de freins (3 serrage de couplage à vis, 3 vis M 4 x 10 mm et 1 vis à filetage automatique)	2	1	jeu
16.	B01-156	Ensemble de poignée de freinage (poignée de freins et boîtier, vis d'ajustement, vis à filetage automatique, 3 serrage de couplage à vis et 3 vis M 4 x 10 mm), gauche et droite	1	1	jeu
17.	A01-206	Antivibrateur, plastique	2	1	chaque
18.	A01-415	Bouton triangulaire, M 6 x 30 mm	2	1	chaque
19.	B01-157	Ensemble de câble et gaine de freins (câble, gaine 860 mm, vis d'ajustement, ressort, gaine de ressort, arrêt de câble avec vis M 5 x 6 mm et arrêt en queue de poisson)	2	1	jeu
20.	B01-090	Sous-ensemble de verrouillage pour le mécanisme de pliage (bouton rouge, ressort et goupille)	1	1	jeu
21.	A01-491	Panier souple pour Airgo Adventure, couleur noire	1	1	chaque
22.	A01-256	Ressort de freins	2	1	chaque
23.	A01-419	Gaine de ressort, noire	2	1	chaque
24.	B01-159L	Ensemble de pied de freins, gauche, boulon M 6 x 22 mm, plaquette de freins gauche et écrou)	1	1	jeu
	B01-159R	Ensemble de pied de freins, droit, boulon M 6 x 22 mm, plaquette de freins droite et écrou)	1	1	jeu
25.	B01-147	Roue arrière de 8 po x 1,4 po (pneu PU, roue à 3 rayons, bague et 2 roulements à bille)	2	1	chaque
26.	A01-453	Enjoliveur de roue	2	1	chaque
27.	B01-845	Matériel pour roue arrière (contre-écrou M8, rondelle courbée et rondelle en acier)	2	1	jeu

700-942
Déambulateur léger Airgo® Adventure™ 8, titane
Avec technologie à hauteur double (2 déambulateurs en 1)

28.	A01-433	Courroie en velcro pour barre pliable	1	1	chaque
29.	B01-087	Mécanisme de pliage, incluant le système de verrouillage	1	1	Jeu
30.	A01-701	Ensemble d'outils (clefs Allen # 4 mm, # 5 mm et # 6 mm)	1	1	Jeu