


700-949

Déambulateur léger Airgo® Comfort-Plus™ XWD, Bleu irisé

Avec technologie à hauteur double (2 déambulateurs en 1)



700-949
Déambulateur léger Airgo® Comfort-Plus™ XWD, Bleu irisé
Avec technologie à hauteur double (2 déambulateurs en 1)

Item #	AMG Article #	Description de l'article	Qté Par Unité	Vendu par	Unité de mesure
1.	B01-220	Ensemble de dossier Airgo XWD (tige de couleur noire, 19 mm de diamètre, fixation, coussinet de dossier, 6 vis à tête plate M 5 x 16 mm 2 boutons-poussoirs et 2 ressorts)	1	1	chaque
2.	B01-251	Dossier Airgo avec fixation et matériel (6 vis à tête plate M 5 x 16 mm)	1	1	chaque
3.	B01-811	2 boutons-poussoirs et 2 ressorts	1	1	jeu
4.	A01-471	Siège Ergo visco-élastique, extra-large (400 x 330 x 55 mm)	1	1	chaque
5.	B01-816	Matériel pour le siège (2 pattes de fixation 4 vis M 5 x 15 mm et 8 rondelles)	1	1	jeu
6.	B01-822	Matériel pour le mécanisme de pliage (4 vis, 4 rondelles en acier et 4 rondelles blanches).	1	1	jeu
7.	A01-241	Agrafe en E, noire, pour tubes de 1 po (2,54 cm) (4 par jeu)	1	1	jeu
8.	A01-511IB	Tube d'extension de 3 po (7,6 cm), bleu irisé (4 par jeu)	1	1	jeu
9.	B01-125	Ensemble de fourche avant (fourche, boîtier en aluminium, 2 rondelles d'espacement, couvercle en plastique, 2 roulements à bille, fourche en plastique, boulon M 12, et vis de fixation).	2	1	chaque
10.	A01-301	Roulement à bille 6001	4	1	chaque
11.	B01-141	Roue Comfort-Plus avant de 8 po (pneu PU de 8 po x 1,25 po avec enjoliveur, bague et 2 roulements à bille)	2	1	chaque
12.	A01-302	Roulement à bille 608	8	1	chaque
13.	B01-832	Matériel pour roue avant de 8" (boulon M 8 x 78,5 mm, 2 rondelles et écrou)	2	1	jeu
14.	B01-025L	Tige de guidon Airgo avec ensemble de poignée de freinage, gauche (tige de guidon, poignée de freins et boîtier et matériel, poignée bleue Airgo gauche et cheville de terminaison)	1	1	chaque
	B01-025R	Tige de guidon Airgo avec ensemble de poignée de freinage, droite (tige de guidon, poignée de freins et boîtier et matériel, poignée bleue Airgo droite et cheville de terminaison)	1	1	chaque
15.	B01-401BL	Poignée Airgo Grip bleue, gauche et droite	1	1	paire
16.	B01-851	Matériel de poignée de freins (3 serrage de couplage à vis, 3 vis M 4 x 10 mm et 1 vis à filetage automatique)	2	1	jeu
17.	B01-156	Ensemble de poignée de freinage (poignée de freins et boîtier, vis d'ajustement, vis à filetage automatique, 3 serrage de couplage à vis et 3 vis M 4 x 10 mm), gauche et droite	1	1	jeu
18.	A01-206	Antivibrateur, plastique	2	1	chaque
19.	A01-415	Bouton triangulaire, M 6 x 30 mm	2	1	chaque
20.	B01-157	Ensemble de câble et gaine de freins (câble, gaine 860 mm, vis d'ajustement, ressort, gaine de ressort, arrêt de câble avec vis M 5 x 6 mm et arrêt en queue de poisson)	2	1	jeu
21.	B01-090	Sous-ensemble pour le mécanisme de pliage (bouton rouge, ressort et goupille)	1	1	jeu
22.	A01-492	Panier souple pour « Comfot-Plus », extra grand, couleur noire	1	1	chaque
23.	A01-256	Ressort de freins	2	1	chaque
24.	A01-419	Gaine de ressort, noire	2	1	chaque
25.	B01-159L	Ensemble de pied de freins, gauche, boulon M 6 x 22 mm, plaquette de freins gauche et écrou)	1	1	jeu
	B01-159R	Ensemble de pied de freins, droit, boulon M 6 x 22 mm, plaquette de freins droite et écrou)	1	1	jeu
26.	B01-142	Roue Comfort-Plus arrière de 8 po (pneu PU de 8 po x 1,25 po avec roue, bague et 2 roulements à bille)	2	1	chaque
27.	A01-453	Enjoliveur de roue	2	1	chaque

700-949
Déambulateur léger Airgo® Comfort-Plus™ XWD, Bleu irisé
Avec technologie à hauteur double (2 déambulateurs en 1)

28.	B01-845	Matériel pour roue arrière (contre-écrou M8, rondelle courbée et rondelle en acier)	2	1	jeu
29.	A01-433	Courroie en velcro pour barre pliable	1	1	chaque
30.	B01-088	Mécanisme de pliage pour XWD, incluant le système de verrouillage	1	1	Jeu
31.	A01-701	Ensemble d'outils (clefs Allen # 4 mm, # 5 mm et # 6 mm)	1	1	Jeu