


**700-983**  
**Ambulateur à pliage latéral avec siège, Sidekick™ de Hugo®**  
**Couleur tangerine**



**700-983**  
**Ambulateur à pliage latéral avec siège, Sidekick™ de Hugo®**  
**Couleur tangerine**

Item #	AMG Article no	Description de l'article	Qté	Vendu par
1.	<b>C23-00016</b>	Tiges de guidon avec ensemble de poignée de freinage (2 tiges de guidon, 2 poignées de freins avec matériel et poignées gauche et droite et embout de terminaison)	1	1 paire
2.	<b>C23-00017</b>	Siège pliable en vinyle (18 po x 9 po) et poignée de siège avec matériel (2 tiges de métal et 4 vis)	1	1 jeu
3.	<b>C23-00018</b>	Ensemble de câble et gaine de freins avec patins de frein (câble, gaine, patins de freins gauche et droit, mécanisme d'ajustement de câble, ressort avec gaine de ressort, arrêt de câble avec vis et arrêt en queue de poisson) Gauche et droit	1	1 paire
4.	<b>C23-00019</b>	Pattes de fixation avec matériel, gauche et droit	1	1 paire
5.	<b>C23-00020</b>	Roue arrière de 6 po (à 3 rayons) avec matériel (rondelle courbée et écrou de blocage M8) 2 roues par jeu	1	1 jeu
6.	<b>C23-00021</b>	Dossier enveloppant	1	chaque
7.	<b>C23-00022</b>	Jeux d'agrafes en E et matériel: Ensemble de 2 agrafes en E de 22 mmm de diamètre, 2 agrafes en E de 19 mmm de diamètre, 2 poignées de manœuvre et de 2 boulons hexa, 2 agrafes de câble de freins, 4 enjoliveurs de roues et 2 embouts de fourches.	1	1 jeu
8.	<b>C23-00024</b>	Patte avant avec fourche (couleur tangerine), roue de 8 po et matériel, gauche et droit	1	1 paire
9.	<b>C23-00025</b>	Sac souple pour le dessous du siège, noir	1	chaque