


770-365

Chaise d'aisance Euro (avec 4 roulettes à blocage)



	AMG Article #	Description de l'article	Qté par unité	Unité de mesure
1.	770-369	Chapeau de boulon	paire	paire
2.	B01-710	Seau avec couvercle	chaque	chaque
3.	A01-412	Bouton de serrage pour dossier	2 ch	chaque
4.	B01-260	Siège de toilette avec attache pour seau	chaque	chaque
5.	770-364	Roulette à blocage, 5 po (12,7 cm)	4 ch	chaque
6.	770-359	Support pour bassin de lit (accessoire optionnel)	chaque	chaque
7.	770-361	Appui-bras avec matériel (gauche et droit)	1 paire	1 paire
8.	770-367	Siège rembourré, noir	chaque	chaque
* 9.	B02-306	Repose-pied pivotants, ajustables sans outils (gauche et droite)	paire	paire
10.	A01-432	Appui-talon en velcro	chaque	chaque

* Pour plus de détail, voir le diagramme du B02-306