

Contrôlez votre douleur sans médicaments !

ProActive

Améliorez votre vie



Produits d'électrothérapie

FACILE • EFFICACE • DISCRET • SÉCURITAIRE

Qu'est-ce que la douleur ?

La douleur handicape la personne qui en souffre et réduit sa qualité de vie. Elle a pourtant son utilité : elle est le « système d'alarme » naturel du corps humain. Elle indique l'existence d'une lésion et nous aide à éviter des dommages supplémentaires au même endroit.

Il existe deux sortes de douleur : aiguë et chronique.

La douleur aiguë est une douleur subite et vive, comme celle qui survient après une chirurgie, un traitement dentaire, une foulure ou une entorse. Elle est de courte durée et disparaît dès que la lésion a été traitée ou que le corps s'est guéri de lui-même.

La douleur chronique est une douleur qui persiste après la guérison, qui n'a souvent aucune cause identifiable et qui peut durer très longtemps. Elle a un impact négatif considérable sur la vie quotidienne de la personne qui en souffre.

Qu'est-ce que la neurostimulation ?

La neurostimulation transcutanée (TENS) est une façon de contrôler votre douleur sans médicaments. Il s'agit d'une stimulation électrique effectuée à l'aide d'électrodes sur la peau. La stimulation modifie la perception de la douleur.

La neurostimulation peut être utilisée de deux façons :

1. En stimulant les nerfs ciblés, bloquant ainsi le signal de la douleur pour l'empêcher de se rendre au cerveau.
2. En favorisant la production de substances analgésiques présentes naturellement dans le corps humain : les endorphines.

La neurostimulation peut vous aider si vous souffrez de :

- Arthrite
- Tendinite / Bursite
- Radiculopathie
- Douleur du membre fantôme
- Troubles de la moelle épinière
- Lombalgie
- Syndrome du canal carpien
- Neuropathie périphérique
- Douleur post-opératoire
- Fibromyalgie

Nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé afin de déterminer si la neurostimulation transcutanée (TENS) vous convient.

Électro-stimulateur ProActive^{MC} (715-500)



Contrôlez votre douleur sans médicaments !

- Un électro-stimulateur compact et facile à utiliser, certifié CSA, offrant une variété de réglages de durée et de fréquence d'impulsion pour contrôler votre douleur;
- Choix de 3 modes de stimulation : peut être réglé en mode « salves », « normal » ou « modulation » pour permettre la plupart des protocoles de traitement;
- Minuterie offrant trois réglages possibles : 30 minutes, 60 minutes ou traitement continu, selon vos besoins;
- 2 fils conducteurs avec gaine robuste qui prévient les dédoublements;
- 4 électrodes autoadhésives rondes de 5 cm, en gel, confortables et faciles à appliquer;
- Pochette tout-aller;
- Instructions faciles à comprendre.



Garantie limitée d'un an



Électrodes autoadhésives ProActive^{MC}



100% sans latex !

N° AMG	Taille	Forme	Qté/Emb.
715-710	5 cm	Ronde	4
715-715	5 cm	Carrée	4
715-720	3,8 cm x 7,6 cm	Rectangulaire	4
715-725	10,2 cm x 15,2 cm	Papillon	1

Compatibles avec la plupart des électro-stimulateurs et stimulateurs musculaires

- Endos souple en tissu qui leur permet de mouler la forme du corps tout en étant durables;
- Faciles à utiliser, sans appliquer de gel ni de broches;
- Faites de gel durable et hypoallergène pour une peau saine;
- Coins arrondis pour prévenir les retroussements;
- Prises intégrées qui restent en place et durent plus longtemps;
- Disponibles en différentes tailles et formes pour s'adapter aux différentes zones de traitement.

Autres ensembles disponibles



Trousse TENS Plus à 2 canaux, incluant un chargeur pour pile (715-400)

Trousse TENS Plus à 2 canaux avec électrodes réutilisables en gel, incluant un chargeur pour pile (715-410)

Une gamme complète d'accessoires



N° AMG	Description	Taille	Qté/Emb.
715-510	Électrodes au carbone	Carré 5 cm	4
715-525	Timbres adhésifs pour maintenir en place les électrodes au carbone	Carré 7,6 cm	20
715-530	Fils conducteurs pour appareils TENS et électro-stimulateurs musculaires		2
715-402	Pile rechargeable de 9 Volt		1
715-405	Chargeur pour pile de 9 Volt		1
715-550	Gel conducteur hypoallergène et soluble à l'eau pour usage avec les électrodes au carbone	Tube de 60g	1
715-706	Pochette tout-aller ProActive pour appareils TENS		1

Pour en savoir plus sur la gamme de produits d'électrothérapie ProActive, composez sans frais le 1-800-363-2381 ou visitez-nous au www.amgmedical.com

AMG AMG Médical inc.
Montréal, QC H4T 1V5
www.amgmedical.com



REV. 1.0.0704
P/N 915-300