

MedPro®

Le choix des professionnels



Pratiques et hygiéniques : un atout pour le contrôle des infections

- À usage unique, les récipients jetables MedPro® réduisent les risques de contamination croisée.
- Ils conviennent à des utilisations variées.
- Ils ont une surface lisse, tiède et douce au toucher.
- Ils n'adhèrent pas à la peau humide.
- Ils sont légers et faciles à manipuler et à transporter.
- Ils peuvent être empilés pour le rangement et sont faciles à séparer.



Bassin de lit
762-640



Couvercle pour
bassin de lit
762-641



Bassin Fracture
762-653



Couvercle pour
bassin fracture
762-654



Grand bol (2L)
762-678



Couvercle pour
grand bol
762-679



Bassin réniforme
762-650



Bol à usage
général (3 L)
762-700



Petit bol (1.3 L)
762-676



Urinal pour dame
762-655



Urinal pour homme
762-660



Récipient pour
échantillon
d'urine (1 L)
762-701

- Résistance standard aux fluides : PAS29:1999.
- Résistance / imperméabilité pour une durée de 24 heures (eau : 24 heures, phénol: 20 heures, alcool: 80 minutes.)
- Résistance à une température de 35°C ± 3°C.

- La pulpe moulée est faite de pulpe vierge ou de papier et de carton recyclé, de colophane et d'eau.
- Caisse non stérile (en carton recyclable).

Impact minimal sur l'environnement :

- Naturel, biodégradable, recyclable, non-toxique (même lorsque brûlé), imperméable, résistant à l'huile, antistatique, absorbe les chocs, peut être mis au four micro-ondes, etc.
- Peut être détruit par la plupart des sanibroyeurs, lorsque disponibles.

Rev1 0910

Pour plus d'informations sur les produits MedPro®, contactez votre représentant AMG ou notre service à la clientèle au 1-800-363-2381.

AMG AMG Médical inc.
Montréal, QC H4T 1V5
www.amgmedical.com

MedPro®

Le choix des professionnels



Récipients jetables en papier recyclé

Réduire le temps de nettoyage libère du temps pour les soins aux patients. MedPro® vous offre une vaste gamme de récipients jetables, afin de rendre plus efficace la gestion des déchets sanitaires – libérant ainsi votre personnel pour les soins. En réduisant les contacts avec les déchets sanitaires, ces récipients vous aident aussi à réduire le risque de contamination croisée, soutenant votre programme de contrôle des infections.



Récipients faits de papier recyclé à 100 %.















Soins
institutionnels



Soins à domicile



Soins privés

Produit	Description	Utiliser avec	Taille	Capacité maximale	N° d'unités par caisse	Taille de la caisse (L x l x H)	Code AMG	CUP
	Bassin de lit Bassin de lit standard de type hopital. Créé pour le confort des patients et pour être utilisé avec un support à bassin de lit ou une chaise d'aisance. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler : dessous et dessus plats, contours larges et épais. Facile à transporter.	Siège amovible de chaise d'aisance MedPro Euro et AquaCare avec support pour bassin de lit (770-380)	35,9 x 30 x 10 cm (14,1" x 12" x 4")	2 L	100	46 x 31 x 37,5 cm (18,1" x 12,2" x 14,75")	762-640	775757626406
	Couvercle pour bassin de lit —	Bassin de lit	29 x 18 cm + rabat (11,5" x 7" + rabat)	—	200	49,5 x 32,5 x 19 cm (19,3" x 12,8" x 7,5")	762-641	775757626413
	Bassin fracture Créé pour le confort des patients. Utiliser avec un support pour bassin amovible. Peut être glissé sous un patient immobilisé. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler : dessous et dessus plats. Léger et facile à transporter.	Support pour bassin	34 x 29,5 x 7 cm (13,4" x 11,6" x 2,75")	1,3 L	100	34,5 x 31,5 x 37 cm (13,6" x 12,4" x 14,6")	762-653	775757626536
	Couvercle pour bassin fracture —	Bassin fracture	25,5 x 20,6 cm + rabat (10" x 8" + rabat)	—	200	49,5 x 24,5 x 26,5 cm (19,5" x 9,65" x 10,5")	762-654	775757626543
	Grand bol Récipient polyvalent : peut servir comme bassin pour vomissement, grand bassin réniforme, bassin d'irrigation, etc. La forme du rebord facilite la proximité avec le patient. Facile à manipuler : dessous plat et rebord découpé. Léger et facile à transporter.	—	27,5 x 9,5 cm (10,8" x 3,75")	2 L	200	68 x 55,6 x 28,6 cm (26,77" x 21,9" x 11,26")	762-678	775757626789
	Couvercle pour grand bol —	Grand bol	19,8 cm + rabat (7,8" + rabat)	—	200	49,5 x 23 x 21 cm (19,5" x 9,1" x 8,27")	762-679	775757626796
	Petit bol Récipient polyvalent pouvant être utilisé de différentes manières : bassin pour vomissement, bassin d'irrigation, etc. La forme du rebord facilite la proximité avec le patient. Facile à manipuler : dessous plat et rebord découpé. Léger et facile à transporter.	—	23 x 8,2 cm (9,1" x 3,24")	1,3 L	300	61,5 x 23,5 x 44,5 cm (24,2" x 9,25" x 17,5")	762-676	775757626765
	Bol à usage général Grand récipient polyvalent pouvant être utilisé comme bol de nettoyage (sans détergent), bassin pour chaise d'aisance, grand bassin pour vomissement, etc. Facile à manipuler : dessous plat et rebord arrondi. Léger et facile à transporter.	—	30 x 10 cm (12" x 4")	3 L	100	55,5 x 30,5 x 31 cm (21,9" x 12" x 12,2")	762-700	775757627007
	Bassin réniforme Bassin polyvalent réniforme standard de type hopital. Facile à manipuler et à transporter: dessous et extrémités plates avec un petit rebord.	—	25 x 14 x 4,5 cm (9,85" x 5,5" x 1,77")	700 ml	300	40 x 29,5 x 27 cm (15,75" x 11,6" x 10,6")	762-650	775757626505
	Urinal pour femme Urinal standard pour femme. Pratique pour les patientes ne pouvant être placées sur un bassin de lit dû à leurs blessures. Confortable, doux et tiède. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler grâce à son dessous plat et sa zone de prise. Tient debout. Léger et facile à transporter. Peut être pesé pour une mesure de volume.	—	25 x 11 x 10,8 cm (9,85" x 4,33" x 4,25")	900 ml	120	88 x 75 x 45,5 cm (34,65" x 29,5" x 17,9")	762-655	775757626550
	Urinal pour homme Créé pour le confort des patient et une utilisation facile. Confortable, doux et tiède au toucher. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler grâce à son dessous plat et sa zone de prise. Tient debout. Léger et facile à transporter. Peut être pesé pour une mesure de volume.	—	20 x 11,5 x 12,8 cm (7,87" x 4,53" x 5")	900 ml	110	66,5 x 40,5 x 70 cm (26,2" x 16" x 27,6")	762-660	775757626604
	Récipient pour échantillon d'urine Pratique et sécuritaire pour recueillir du liquide sans contact direct ou contamination. Peut être utilisé avec un seau sur une chaise d'aisance. Confortable, doux et tiède au toucher. N'adhère pas à la peau humide. Facile à manipuler : dessous plat et grand rebord. Gradué aux 0,7 L. Léger et facile à transporter. Peut être pesé pour une mesure de volume.	—	30,27 x 20,7 x 9,5 cm (11,9" x 8,2" x 3,75")	1 L	200	45 x 67 x 44 cm (17,7" x 26,4" x 17,3")	762-701	775757627014