

MedPro®

Le choix des professionnels



Balance

Potence pour intraveineuse

Plus solide, plus stable – moins encombrant.



Une potence plus solide et plus stable

- Base plus large pour une meilleure stabilité*
- Centre de gravité plus bas
- Point de basculement plus bas, testé avec jusqu'à 13,6 kg (30 lb) de poids en plus (avec ou sans chargement)^T
- Roulettes de 3" pour des déplacements plus faciles sur différentes surfaces

Conception efficace

- Plus léger de 24 % que les potences similaires^T
- Moins d'emballage donc plus respectueux envers l'environnement
- Potence disponible en 2 finis : chrome et acier inoxydable
- Poignée et crochet pour sac de drainage offerts en option

Guide de commande


AMG n°	Description	Fini de la potence
775-830	Potence pour intraveineuse MedPro® Balance	Chrome
775-840	Potence pour intraveineuse MedPro® Balance	Acier inoxydable
B03-220	Poignée (optionnelle)	Chrome
B03-230	Crochets pour sac de drainage (optionnel)	Chrome

Caractéristiques du produit

Taille des roulettes :	7,5 cm (3")	Diamètre de la base : 61 cm (24")
Hauteur :	168 cm à 241 cm (68" à 95")	Poids total : 9,2 kg (20,3 lb)

*Lorsque comparée à la potence pour intraveineuse AMG et aux compétiteurs

^TDonnées internes



Pour plus d'informations sur les produits MedPro®, communiquez avec votre représentant AMG ou notre service à la clientèle au 1-800-363-2381.



AMG Medical Inc
www.amgmedical.com

REV 2 0310