



TENS	Thera3 715-430	TheraHeat 715-440	Alevia 715-425	Pulse 715-420	Libera 715-435
TENS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
EMS	Oui	Non	Oui	Non	Non
Massage	Oui	Non	Non	Non	Non
Chaleur	Non	Oui	Non	Non	Non
Sans fil	Non	Oui	Non	Non	Oui
Préréglage	78	8 modes d'impulsion/ 2 niveaux de chaleur	18	3	5
Canals	Double	Simple	Double	Double	Simple
Programmation personnalisée	Oui	Non	Oui	Analogique Manuel	Non
Rechargeable	Non	Oui Cable USB inclus	Non	Non	Oui Cable USB inclus
Source d'alimentation	4 X piles AA incluse	Pile 3,7V	Pile 9V incluse	Pile 9V incluse	Pile 3,7V
Garantie limitée	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an